



Endodonzia a 360°

Solo con Komet



komet.it

    @ komet.italia

Questo catalogo nasce per offrire una visione completa dell'endodonzia secondo Komet.

Non è una semplice raccolta di strumenti, ma una guida pensata per accompagnare il clinico in ogni fase del trattamento: dall'accesso alla sagomatura, dall'otturazione alla ricostruzione post-endodontica. Tecnologia, evidenze scientifiche e formazione clinica si incontrano per supportare scelte consapevoli e risultati prevedibili.

KOMET ITALIA

INDICE

APERTURA CAMERA PULPARE

4

EndoGuard

6

Strumenti
diamantati

8

EndoTracer

10

EndoExplorer

12

Frese in acciaio
inossidabile

SCOUTING 14

SHAPING

18

Opener

20

FQ Glider

22

Tecnologia Q

23

FQ

26

Procodile Q

28

Procodile

OTTURAZIONE CANALARE

32

Komet BioSeal

34

Komet BioRepair

RITRATTAMENTI

36

Endo ReStart

38

Endo Rescue

POST - ENDO 40

MOTORI ENDODONTICI

46

EnDrive

48

EnGO

50

Komet EnFill

51

Komet EnPack

SONICO PER ENDODONZIA 52

53

Ortograda

56


Retrograda

Visibilità, controllo e protezione. Fin dall'inizio.

EndoGuard nasce per restituirti il pieno controllo.

- **Protezione totale** – punta non tagliente che salvaguarda le strutture dentinali
- **Accesso perfetto** – rimozione controllata delle sporgenze e visione ottimale dei canali
- **Sicurezza operativa** – riduzione dei rischi di perforazione e frattura
- **Workflow ottimizzato** – base ideale per un trattamento endodontico fluido e prevedibile.

Perché la rotta verso il successo inizia da qui.




Scopri EndoGuard




La punta **atraumatica e non tagliente** di EndoGuard protegge il pavimento della camera pulpare, evitando rimozioni eccessive di dentina e riducendo il rischio di perforazioni o gradini.


Una sicurezza indispensabile nelle cavità ristrette o in anatomie complesse, per una preparazione più controllata e rispettosa della struttura naturale.




La geometria di EndoGuard consente una preparazione d'accesso **omogenea e priva di sottosquadri**, facilitando il corretto inserimento degli strumenti canalari e migliorando l'efficacia dell'irrigazione. Una camera pulpare più pulita e regolare crea le condizioni ideali per una terapia endodontica predicibile e di successo.

EndoGuard



 max. 160000 min⁻¹/rpm
 opt. 20000 min⁻¹/rpm
 EndoGuard con punta non tagliente, con tacchette trasversali



■ = ω_{max} 160000 min⁻¹/rpm
+ = ω_{max} 300000 min⁻¹/rpm
Fresa di apertura endodontica con punta non tagliente



“
La fresa fondamentale per rifinire la cavità
d'accesso ed armonizzare le pareti.
Il raccordo tra la parte liscia e quella
lavorante definisce la perfezione di questa
fresa, evitando la creazione di inutili gradini
sul pavimento della camera pulpare.



Scopri l'esperto di Endodonzia risponde

DR. ALESSANDRO FAVA

Apertura camera pulpare

Strumenti diamantati



15802

			5
Misura	Ø 1/10 mm	014	
L	mm	10,0	



160000 min⁻¹/rpm
Per cavità endodontiche di accesso



383

		5	5
Misura	Ø 1/10 mm	012	014
L	mm	8,0	8,0



300000 min⁻¹/rpm


Apertura camera pulpare

Strumenti diamantati



8851
851

		5	5
Misura	Ø 1/10 mm	012	016
L	mm	8,0	8,0
Angolo	α	2°	2°




300000 min⁻¹/rpm
Conica testa tonda con punta di sicurezza non tagliente



389

		5	5
Misura	Ø 1/10 mm	012	014
L	mm	8,0	8,0




160000 min⁻¹/rpm
300000 min⁻¹/rpm



857

		5	
Misura	Ø 1/10 mm	014	
L	mm	10,5	
Angolo	α	1,8°	



300000 min⁻¹/rpm
Conica testa tonda e punta di sicurezza non tagliente

TD 3802A



Kit apertura camera pulpare
Dr. Alessandro Fava

880.314.012	1
857.314.014	1
H1SEM.205.014	1
H1SEM.205.018	1
H1SML31.205.006	1
H1SML31.205.008	1
H1SML31.205.010	1

LD 3393



Kit apertura cavità d'accesso
Dr. Fabio Gorni
Dr. Riccardo Tonini

KP6856.314.016	1
KP6850.314.014	1
ZR801L.315.012	1
EX1L.204.007	1
EX2L.204.011	1
H1SML31.205.010	1



EndoTracer

Localizzare i canali non è mai stato così facile.

Ogni canale nascosto è un rischio in più.

Nei denti pluriradicolati, gli imbocchi canalari possono essere calcificati o parzialmente oblitterati. Localizzarli in modo conservativo, senza danneggiare il pavimento pulpare, richiede precisione assoluta.

EndoTracer ti accompagna esattamente dove serve.

Il suo collo lungo e sottile offre una visione libera e diretta all'interno della cavità, anche nelle aree più profonde e difficili da raggiungere. Così puoi individuare, esporre e detergere con la massima sicurezza gli imbocchi canalari, riducendo tempi e rischi.

- **Massima precisione** – individua imbocchi nascosti e calcificazioni
- **Versatilità operativa** – utile per rimozione di cementi, carrier o strumenti separati
- **Sicurezza controllata** – accesso conservativo e protezione del pavimento pulpare
- **Supporto completo** – ideale per esplorazione, detersione e preparazione del post-space



EndoTracer è la chiave per accedere a ciò che non si vede.

Più controllo, meno stress, migliori risultati.




Scopri EndoTracer

Funzioni principali

- Reperimento di imbocchi canalari nascosti.
- Detersione di istmi canalari.
- Esposizione di strumenti separati endocanalari.
- Localizzazione di orifizi calcificati, anche in caso di oblitterazioni parziali o complete.
- Rimozione di calcificazioni endocamerale ed endocanalari.
- Rimozione di cemento e guttaperca nei ritrattamenti ortogradi.
- Eliminazione di otturazioni carrier-based (tradizionali o cross-linked).
- Preparazione di pozzetti canalari per la ricostruzione post-endodontica.
- Preparazione del post-space per la cementazione di perni endocanalari.
- Pulizia di pavimento e pareti della camera pulpare da cemento prima delle fasi adesive


Apertura camera pulpare

EndoTracer



		5	5	5	5	5	5
Misura	Ø 1/10 mm	004	006	008	010	012	014

Contrangolo (CA) lungo

H1SML31.205. ... 004 006 008 010 012 014H1SML34.205... 004 006 008 010 012 014 ω_{\max} 20000 min⁻¹/rpm

☞ $\omega_{\text{opt.}}$ 1500 min⁻¹/rpm

EndoTracer per la preparazione endodontica della cavità di accesso, in modo particolare per la preparazione di istmi






















H1SML31 - Lunghezza totale 31 mm

H1SML34 - Lunghezza totale 34 mm

4670.205



Kit introduttivo
EndoTracer

	H1SML31.205.006	1		
	H1SML31.205.008	1		
	H1SML31.205.010	1		
	H1SML31.205.012	1		
	H1SML31.205.014	1		
	H1SML34.205.006	1		
	H1SML34.205.008	1		
	H1SML34.205.010	1		
	H1SML34.205.012	1		
	H1SML34.205.014	1		

Kit introduttivo EndoTracer 4670 per la preparazione della cavità di accesso endodontica



EndoExplorer

L'evoluzione dell'endodonzia minimamente invasiva.

Ogni decimo di millimetro conta.

Un accesso troppo ampio può indebolire la struttura radicolare, mentre uno troppo limitato può compromettere la sagomatura. L'equilibrio perfetto è la vera sfida dell'endodonzia moderna.

EndoExplorer è la risposta più avanzata.

Progettato per un approccio conservativo sotto microscopio, consente di creare cavità d'accesso precise e minimamente invasive, preservando la dentina sana e migliorando la prognosi a lungo termine. Ogni gesto è controllato, ogni movimento calibrato per risultati ripetibili e duraturi.

- **Minima invasività, massima precisione** – rispetto totale dei tessuti dentinali
- **Design intelligente** – geometria ottimizzata per la rimozione selettiva della dentina
- **Sicurezza e controllo** – visione perfetta e rischio minimo di errore
- **Due versioni per ogni esigenza** – EX1 per l'esposizione e EX2 per la rifinitura



Con EndoExplorer ogni accesso è misurato, ogni trattamento è sotto controllo.

EX1S.204.007
Lunghezza totale: 27 mm

EX1.204.007
Lunghezza totale: 31 mm

EX1L.204.007
Lunghezza totale: 34 mm

EX1.310.007
Lunghezza totale: 31 mm

EX2S.204.011
Lunghezza totale: 27 mm

EX2.204.011
Lunghezza totale: 31 mm

EX2L.204.011
Lunghezza totale: 34 mm

Indicazioni dell'EX1

- Esposizione dell'anatomia del pavimento della camera pulpare
- Apertura conservativa degli imbocchi canalari
- Esposizione dei canali radicolari ostruiti
- Esposizione di frammenti di perni e strumenti



Scopri EndoExplorer

Indicazioni dell'EX2

- Rimozione della dentina durante la preparazione dell'accesso endodontico
- Rimozione di triangoli di dentina nell'ingresso canalare
- Rimozione di residui di guttaperca o di altri sigillanti dalle pareti della cavità successivi all'otturazione del canale radicolare

Apertura camera pulpare

EndoExplorer


4664.204



EndoExplorer Kit introduttivo

EX1S.204.007	1	
EX1.204.007	2	
EX1L.204.007	1	
EX2S.204.011	1	
EX2.204.011	2	
EX2L.204.011	1	


EndoExplorer Kit introduttivo 4664 per la preparazione della cavità d'accesso endodontica



		5	5	5	5
Misura	Ø 1/10 mm	007	007	007	007
L	mm	3,9	3,9	3,9	3,9
L₁	mm	18,5	16,0	20,0	23,0
D	Ø 1/10 mm	7,0	7,0	7,0	7,0
D₁	Ø 1/10 mm	2,8	2,8	2,8	2,8

FGSXL				
	EX1.310. ...	007	-	-
Contrangolo (CA)				
	EX1S.204. ...	-	007	-
	EX1.204. ...	-	-	007
	EX1L.204. ...	-	-	007

■ = 40000 min⁻¹/rpm
■ = 160000 min⁻¹/rpm
EndoExplorer per la preparazione endodontica della cavità di accesso, carburo di tungsteno




		5	5	5	5
Misura	Ø 1/10 mm	011	011	011	011
L	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
L₁	mm	18,5	16,0	20,0	23,0
D	Ø 1/10 mm	11,0	11,0	11,0	11,0
D₁	Ø 1/10 mm	3,2	3,2	3,2	3,2


FGSXL				
	EX2.310. ...	011	-	-
Contrangolo (CA)				
	EX2S.204. ...	-	011	-
	EX2.204. ...	-	-	011
	EX2L.204. ...	-	-	011


■ = 40000 min⁻¹/rpm
■ = 160000 min⁻¹/rpm
EndoExplorer per la preparazione endodontica della cavità di accesso, carburo di tungsteno


Apertura camera pulpare

Frese in acciaio inossidabile








		6	6	6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	050	070	090	110	130	150
L	mm	19	19	19	19	19	19

Contrangolo (CA)



330 204 679336 ...

G180.204. ...

050070090110130150

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
Strumenti per allargare «Gates Glidden» Tipo «G», acciaio inossidabile







		6	6	6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	090	100	120	140	160	180

Contrangolo (CA)



310 204 698001 ...

191.204. ...

090100120140160180

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
Fresa per polpa «Müller», acciaio inossidabile




Assortimento:


191.204.S1


1 x 090 – 180


Apertura camera pulpare

Frese in acciaio inossidabile








		6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	070	090	110	130

Contrangolo (CA)





310 204 682336 ...


183L.204. ...


070090110130

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
Strumenti per allargare Tipo «P», acciaio inossidabile








		6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	090	100	120	140

Contrangolo (CA)



330 204 680336 ...

182.204. ...

090100120140

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
Strumenti per allargare Tipo «B1», acciaio inossidabile



Iscriviti alla nostra newsletter

Rimani aggiornato con **Komet**

Notizie, lanci prodotto, corsi e contenuti scientifici direttamente nella tua casella e-mail.
Iscriviti alla nostra newsletter.

Assortimento:

9107.634.S1

3 x 030
4 x 035
3 x 040

9107

2

10

10

10

10

10

10

10

Misura

Ø 1/100 mm

020

025

030

035

040

050

060

Impugnatura sottile

340 634 657455 ...

9107.634. ...

020025030035040050060

Tiranervi, acciaio inossidabile elastico

Assortimento:

L = 21 mm

17521.654.S1

2 x 006 - 010

17525.654.S1

2 x 006 - 010

17521

17525

6

6

6

6

6

Misura

Ø 1/100 mm

006

008

010

012

015

Impugnatura

340 654 645452 ...

17521.654. ...

006008010012015

340 654 645452 ...

17525.654. ...

006008010012015

Scouting

Assortimento:

L = 21 mm

17121.654.S1

1 x 015 - 040

17125.654.S1

17121

17125

17131

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Misura

Ø 1/100 mm

006

008

010

015

020

025

030

035

040

Impugnatura

340 654 639451 ...

17121.654. ...

006008010015020025030035040

340 654 640451 ...

17125.654. ...

006008010015020025030035040

340 654 642451 ...

17131.654. ...

006008010015020025030035040

Reamer tipo «K», acciaio inossidabile elastico

Assortimento:

L = 25 mm

17125.654.S2

1 x 045 - 080

17121

17125

17131

6

6

6

6

6

6

6

Misura

Ø 1/100 mm

045

050

055

060

070

080

090

Impugnatura

340 654 639451 ...

17121.654. ...

045050- -- --

340 654 640451 ...

17125.654. ...

045050055060070080090

340 654 642451 ...

17131.654. ...

045050- -- --

Reamer tipo «K», acciaio inossidabile elastico

14

15

17321
17325
17331

Assortimento:


L = 21 mm

17321.654.S1
1 x 015 - 040

17325.654.S1
17331.654.S1

Misura	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
Impugnatura										
340 654 646452 ...										
17321.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
340 654 646452 ...										
17325.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
340 654 648452 ...										
17331.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040

File tipo «K», acciaio inossidabile elastico




Assortimento:

L = 25 mm

173 25.654.S2








1 x 045 - 080



17321

17325

17331

Misura	045	050	055	060	070	080	090
340 654 645452 ...	17321.654. ...	045	050	-	-	-	-
340 654 646452 ...	17325.654. ...	045	050	055	060	070	080
340 654 648452 ...	17331.654. ...	045	050	-	-	-	-

File tipo «K», acciaio inossidabile elastico

Assortimento:

L = 21 mm


174 21.654.S1
1 x 015 - 040

174 25.654.S1

174 31.654.S1

Misura	Ø 1/100 mm	008	010	015	020	025	030	035	040
Impugnatura									
340 654 650453 ...									
17421.654. ...		008	010	015	020	025	030	035	040
340 654 651453 ...									
17425.654. ...		008	010	015	020	025	030	035	040
340 654 653453 ...									
17431.654. ...		008	010	015	020	025	030	035	040

Strumenti di preparazione canalare, lime di Hedström
tipo «H», acciaio inossidabile elastico




Assortimento:

L = 25 mm


17425.654.S2

1 x 045 - 080



	6	6	6	6	6	6	6	
Misura	Ø 1/100 mm	045	050	055	060	070	080	090

Impugnatura



340 654 650453 ...	045	050	-	-	-	-	-
340 654 651453 ...	045	050	055	060	070	080	090
340 654 653453 ...	045	050	-	-	-	-	-

Lime di Hestrom tipo «H», acciaio inossidabile elastico

Opener

Apri la strada al successo endodontico.

Ogni trattamento inizia da un accesso perfetto.

Nella fase iniziale dell'endodonzia, il tempo e la precisione fanno la differenza: una cavità d'accesso troppo stretta può ostacolare la detersione, mentre un'apertura eccessiva compromette la struttura del dente. Il rischio? Perdere controllo già dai primi millimetri.

Con Opener, l'accesso diventa semplice, rapido e sicuro.

Grazie al suo design a taglio rapido e al profilo ottimizzato, rimuove i tessuti infetti e amplia la zona d'ingresso con delicatezza, offrendo una visione ampia e pulita del campo operatorio. Riduce lo stress sugli strumenti successivi e crea le condizioni ideali per la sagomatura del canale, ottimizzando tempi e sicurezza.



Perché un buon inizio è già metà del successo.



Benefici clinici

- **Accesso immediato:** ampliamento rapido e controllato della zona d'ingresso canalare.
- **Campo visivo ottimale:** maggiore visibilità per una gestione più sicura del trattamento.
- **Compatibilità universale:** disponibile in versione rotante e reciprocante, si adatta a qualsiasi sistematica.
- **Sicurezza incrementale:** minore stress meccanico sugli strumenti successivi.
- **Efficienza operativa:** riduzione dei tempi di trattamento e workflow più fluido.

Caratteristiche tecniche

- Design a **doppio S italiana** per la rimozione efficiente dei tessuti infetti.
- Disponibile in **versione rotante e reciprocante**.
- Variante **FQ Opener** con trattamento termico Q per la massima flessibilità e resistenza.
- Indicato per la creazione dell'accesso coronale.
- Utilizzabile con tutti i sistemi e motori endodontici.



Scopri Opener

Shaping

Opener

●

OP 08 L 19

i

U

6

Misura

Ø 1/100 mm

025

Contrangolo (CA)

●

OP08L19.204. ...

025

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

Opener, conicità .08, lunghezza 19 mm, imballaggio sterile, per allargare la sezione dell'ingresso del canale con un lume stretto, nichel-titanio

●●

OPR 08 L 19

i

U

6

Misura

Ø 1/100 mm

025

Contrangolo (CA)

●●

OPR08L19.204. ...

025

Opener reciproco, conicità .08, lunghezza 19 mm, confezionato sterile, per allargare la sezione d'entrata del canale con un lume stretto, nichel-titanio

●

FQ 08 L 19

i

U

6

Misura

Ø 1/100 mm

020

Contrangolo (CA)

●

FQ08L19.204. ...

020

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

FQ Opener, conicità .08, lunghezza 19 mm, imballaggio sterile, per allargare la regione di entrata canalare con piccolo lume, nichel titanio, trattato termicamente

●

OP 10 L 15

●

OP 10 L 19

i

U

6

Misura

Ø 1/100 mm

030

Contrangolo (CA)

●

OP10L15.204. ...

030

●

OP10L19.204. ...

030

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

Opener, conicità .10, lunghezza 15 o 19 mm, imballaggio sterile, per allargare la sezione dell'ingresso del canale, nichel-titanio

●●

OPR 10 L 19

i

U

6

Misura

Ø 1/100 mm

030

Contrangolo (CA)

●●

OPR10L19.204. ...

030

Opener reciproco, conicità .10, lunghezza 19 mm, confezionato sterile, per allargare la sezione d'entrata del canale, nichel-titanio

FQ Glider

Il percorso sicuro verso la preparazione canalare perfetta.

In endodonzia, ogni canale è un'incognita.
Curvature accentuate, calcificazioni, residui: la strada verso l'apice è spesso imprevedibile. Senza un glide path regolare e controllato, anche il miglior sistema di file rischia di lavorare fuori asse, con potenziale frattura o trasporto canalare.

FQ Glider nasce per aprire la via, in modo fluido e sicuro.
Realizzato in Nichel-Titanio ad alta flessibilità e con punta non tagliente, segue con precisione l'anatomia naturale del canale, riducendo al minimo i rischi di deviazione. La sezione a Tripla-S assicura scorrevolezza, centratura e controllo perfetto. Con la sua conicità costante .03, prepara il percorso ideale per i file di sagomatura successivi, ottimizzando tempi e risultati.



Un piccolo strumento, una grande differenza.



Minore trasporto dei residui

Grazie alla flessibilità del NiTi e alla **punta non tagliente**, FQ Glider segue perfettamente il percorso del canale, riducendo il rischio di trasporto dei residui indesiderati e di formazione di gradini.



Preparazione delicata

Con la **conicità .03**, il passaggio dal FQ Glider agli strumenti successivi (es. FQ – conicità .04 o .06) è particolarmente delicato e semplice.



Tempo risparmiato

FQ Glider crea il glide path in meno tempo rispetto agli **strumenti manuali**, risparmiando tempo prezioso.



Sezione a tripla S

Compatibile con qualsiasi sistema di strumenti, FQ Glider garantisce **pareti canalari lisce** e un eccellente controllo all'interno del canale grazie alla sezione a tripla S.



Scopri FQ Glider

Shaping

FQ Glider

- **FQ 03 L 21**
- **FQ 03 L 25**
- **FQ 03 L 31**



		6
Misura	Ø 1/100 mm	015
Contrangolo (CA)		
○	FQ03L21.204. ...	015
○	FQ03L25.204. ...	015
○	FQ03L31.204. ...	015

○_{max} 500 min⁻¹/rpm
File FQ Glider, conicità .03, confezione sterile, per la creazione meccanica di un glide path, nichel titanio

L'Esperto di Endodonzia risponde.

Un servizio gratuito dedicato ai clinici: puoi inviare dubbi, casi complessi o domande tecniche e ricevere una risposta personalizzata da un esperto di endodonzia Komet. Supporto reale, rapido e affidabile, direttamente dalla nostra Academy alla tua pratica clinica.



Scopri l'esperto di Endodonzia risponde

Tecnologia Q

L'equilibrio perfetto tra resistenza, flessibilità e capacità di taglio.


In endodonzia, il limite è spesso invisibile.

Ogni file deve adattarsi a canali curvi e complessi, resistere a carichi torsionali e garantire una sagomatura precisa. Ma quando la flessibilità compromette la forza, o viceversa, il rischio di frattura è sempre dietro l'angolo.

Da questa sfida nasce la Tecnologia Q: l'innovazione termica firmata Komet.

FQ e Procodile Q sono realizzati con un trattamento termico che modifica la microstruttura del Nichel-Titanio, bilanciando al meglio flessibilità e capacità di taglio.

Il risultato è una progressione fluida, centrata, con un controllo che si sente in ogni movimento, soprattutto nei canali più complessi.



Più sicurezza, più efficienza, più tranquillità clinica.



Benefici clinici

- **Maggiore resistenza alla fatica ciclica:** riduce il rischio di frattura anche in canali curvi.
- **Flessibilità ottimale:** segue la morfologia canalare naturale, minimizzando stress e deformazioni.
- **Sagomatura controllata:** mantiene la centratura e favorisce la rimozione dei detriti.
- **Adattabilità intelligente:** combinazione ideale tra taglio efficace e sicurezza operativa.

Cos'è la conicità interna variabile?

La conicità interna variabile, brevetto esclusivo Komet, è la chiave della tecnologia Q.

- Nella zona **apicale**, una maggiore conicità interna aumenta la **resistenza**, proprio dove il rischio di frattura è più alto.
- Nella zona **coronale**, la conicità interna minore crea spazio per l'evacuazione dei trucioli e migliora la **flessibilità del file**.

In questo modo, ogni file Q lavora in equilibrio dinamico: **forte dove serve, flessibile dove conta.**



Scopri la
Tecnologia Q

FQ

Dalla prima apertura all'otturazione: una sequenza pensata per la tua endodonzia quotidiana.

Il sistema **FQ** è una sistematica rotante progettata per accompagnarti in ogni fase della preparazione canalare con un workflow semplificato, ripetibile e altamente sicuro. Ogni step è studiato per semplificare le manovre, ridurre i rischi e portarti in modo prevedibile verso un canale pronto per l'otturazione.

1) FQ Opener: Crea l'accesso ideale

Il primo step è l'utilizzo di **FQ Opener**, che realizza un accesso rettilineo e controllato al canale.

3) FQ Files: Sagomatura efficace e controllata


È il momento della sagomatura vera e propria con i **FQ Files** nelle conicità .04 e .06, modulabili in base al caso clinico.

2) FQ Glider: Glide path sicuro e ripetibile


Segue **FQ Glider**, dedicato alla creazione di un glide path funzionale, regolare e facilmente ripetibile.

4) Finishing: Pronti per l'otturazione

Lo step finale perfeziona la preparazione canalare, creando le condizioni ideali per un'otturazione di qualità.



Resistenza alla fatica ciclica*



*Risultati basati su test interni. Dati disponibili



Scopri FQ

FQ 06 L 21


FQ 06 L 25

FQ 06 L 31

FQ 04 L 21


FQ 04 L 25

FQ 04 L 31




i

U

		6	6	6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055

Contrangolo (CA)



FQ06L21.204. ...	020	025	030	-	-	-
FQ06L25.204. ...	020	025	030	-	-	-
FQ06L31.204. ...	020	025	030	-	-	-
FQ04L21.204. ...	020	025	030	035	045	055
FQ04L25.204. ...	020	025	030	035	045	055
FQ04L31.204. ...	020	025	030	035	045	055

⌀max. 500 min⁻¹/rpm

FQ, misure 020-030 con conicità .06, misure 020 - 055 con conicità .04, confezione sterile, per la preparazione dei canali radicolari, nichel titanio, trattato termicamente




Scopri i nostri libri clinici

I libri clinici della
Komet Academy

Approfondisci endodonzia, restaurativa, protesi e tecnica sonica con i volumi dei nostri autori. Scopri la collezione completa.








PPFQ 06

PPFQ 04



U

i

		100	100	100	100	100	100
							
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055

PPFQ06.000. ...	020	025	030	-	-	-
PPFQ04.000. ...	020	025	030	035	045	055


Punte di carta FQ

Con codice colore, graduati e sterilizzati

Lunghezza 28 mm








GPFQ 06

GPFQ 04



U

i

		100	100	100	100	100	100
							
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055

GPFQ06.000. ...	020	025	030	-	-	-
GPFQ04.000. ...	020	025	030	035	045	055

Punte di guttaperca FQ

Con codice colore, graduati e sterilizzati

Lunghezza 28 mm

Procodile Q

Un workflow pensato per affrontare anche i canali più complessi.

La sistematica **Procodile Q** è una sistematica reciprocante sviluppata per unire sicurezza, efficienza e controllo anche nei casi più impegnativi. Il suo workflow guida il clinico lungo tutte le fasi della preparazione canalare, dai primi millimetri di accesso fino al canale pronto per l'otturazione.

1) Accesso e Glide Path: Preparare il terreno

Il primo step consiste nella creazione di un glide path sicuro e ripetibile, essenziale per una sagomatura controllata.

- Utilizzo dell'Opener Reciprocante per rimuovere in modo efficace il materiale coronale e creare un accesso più diretto
- Possibilità di impiegare il pathglider rotante FQ03 per un glide path ancora più definito e regolare

2) Sagomatura con Procodile Q: Potenza controllata

Entra in gioco Procodile Q, cuore del sistema. Grazie alla conicità interna variabile, offre:

- Maggiore resistenza apicale, dove il rischio di frattura è più elevato
- Maggiore flessibilità coronale, per favorire l'evacuazione dei detriti.


Il trattamento termico moderato aumenta ulteriormente la flessibilità, rendendo Procodile Q ideale per:

- Canali curvi
- Canali stretti
- Anatomie particolarmente complesse

3) Finishing e preparazione all'otturazione: Rifinire e proteggere

Lo step finale rifinisce la preparazione canalare, portando il canale in una condizione ottimale per l'otturazione.

- Sagomatura finale omogenea e controllata
- Evacuazione efficiente dei trucioli per una migliore disinfezione
- Canale pronto per un riempimento ermetico e duraturo







Scopri la Procodile Q


Shaping

Procodile Q

PRQ 6 L 21
PRQ 6 L 25
PRQ 6 L 31
PRQ 5 L 21
PRQ 5 L 25
PRQ 5 L 31
PRQ 4 L 21
PRQ 4 L 25
PRQ 4 L 31



		6	6	6	6	6	6	6
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050
Contrangolo (CA)								
								
PRQ6L21.204. ...		020	025	030	-	-	-	-
PRQ6L25.204. ...		020	025	030	-	-	-	-
PRQ6L31.204. ...		020	025	030	-	-	-	-
PRQ5L21.204. ...		-	-	-	035	040	-	-
PRQ5L25.204. ...		-	-	-	035	040	-	-
PRQ5L31.204. ...		-	-	-	035	040	-	-
PRQ4L21.204. ...		-	-	-	-	-	045	050
PRQ4L25.204. ...		-	-	-	-	-	045	050
PRQ4L31.204. ...		-	-	-	-	-	045	050

Modello di utilità, brevetti EP 3682841

Procodile Q, misure 020-030 con conicità .06, misure 035-040 con conicità .05, misure 045-050 con conicità .04, lima monouso, confezionato sterile, per la preparazione reciproca del canale radicolare fino alla lunghezza di lavoro, lavorando in "pecking motion", nichel-titanio, lima trattato termicamente

Procodile Q: evidenze scientifiche che fanno la differenza.

Nei più recenti studi Procodile Q ha dimostrato la **migliore resistenza alla fatica**, la **più alta affidabilità strutturale** e la **migliore stabilità a temperatura corporea** rispetto ai principali sistemi reciprocanti.



Leggi il confronto completo con i competitor



Komet Partner. Lo specialista di cui ti puoi fidare.

La nostra mission è aiutare gli odontoiatri a **migliorare la loro pratica clinica di tutti i giorni**. Per questo puntiamo ad avere il miglior prodotto sul mercato e investiamo nella formazione continua dei nostri **Komet Partner**. Per garantire un servizio di **consulenza** e **assistenza** sempre di alto profilo.

COMPETENZA



Affidati alla competenza di uno specialista della rete di vendita ufficiale Komet per poter **ricevere informazioni approfondite sull'ampia gamma di prodotti**.

AFFIDABILITÀ



Scegli l'affidabilità di un partner altamente qualificato, pronto a darti **supporto e assistenza in qualsiasi momento**.

SICUREZZA



Garantisci alla tua pratica clinica la giusta **sicurezza tramite la rintracciabilità dei lotti** in conformità al Medical Device Regulation.

TRASPARENZA



Assicura al tuo studio un **servizio di supporto e assistenza responsabile e trasparente**, nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti.



Shaping

Procodile



GPPR 06
GPPR 05
GPPR 04



Assortimento:









GPPR06.000.S1

30 x 025
10 x 030
10 x 035
10 x 040



60



		100	100	100	100	100	100	100
								
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050
GPPR06.000. ...		020	025	030	-	-	-	-
GPPR05.000. ...		-	-	-	035	040	-	-
GPPR04.000. ...		-	-	-	-	-	045	050

Punte di gutta-perca per Procodile e Procodile Q



PPPR 06
PPPR 05
PPPR 04



Assortimento:









PPPR06.000.S1

30 x 025
10 x 030
10 x 035
10 x 040



60



		100	100	100	100	100	100	100
								
Misura	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050
PPPR06.000. ...		020	025	030	-	-	-	-
PPPR05.000. ...		-	-	-	035	040	-	-
PPPR04.000. ...		-	-	-	-	-	045	050

Punte di carta per Procodile e Procodile Q

Komet BioSeal

Il bioceramico che semplifica l'otturazione.

Un canale ben sagomato merita una chiusura perfetta.

Dopo la fase meccanica, la sfida è sigillare ogni spazio, garantendo stabilità, adesione e biocompatibilità. I cementi tradizionali possono rilasciare residui, ritirarsi o alterarsi nel tempo, compromettendo la tenuta e la prognosi del trattamento.

Komet BioSeal nasce per offrire un'otturazione sicura, predicibile e duratura.

Il cemento bioceramico sealer, a base di silicato di calcio, sfrutta un'elevata reazione alcalina e una natura idrofila per aderire perfettamente a dentina e guttaperca, anche in presenza di umidità residua. Il risultato è una chiusura stabile, antibatterica e completamente biocompatibile, che favorisce la guarigione dei tessuti periapicali e protegge il dente nel lungo periodo.




Komet BioSeal: sigilla, protegge e favorisce la guarigione

Benefici clinici

- **Azione antibatterica immediata:** grazie all'alto pH, inattiva i batteri residui durante la presa.
- **Adesione idrofila:** polimerizza anche in presenza di umidità, garantendo un legame stabile.
- **Biocompatibilità superiore:** induce la formazione di cellule connettivali e accelera la guarigione.
- **Sigillatura ermetica:** previene infiltrazioni e reinfezioni, assicurando un esito duraturo.
- **Versatilità d'uso:** ideale per otturazioni a freddo o tecniche di condensazione a caldo.
- **Accesso ottimale anche nei canali complessi:** il puntale flessibile e precurvato facilita l'erogazione controllata del cemento in profondità.

Caratteristiche tecniche

- Composizione bioceramica avanzata a base di **silicato di calcio (> 40%)** e ossido di zirconio.
- **Elevato pH iniziale (>12)** con effetto battericida e proprietà disinfettanti.
- **Eccellente radiopacità** per un controllo radiografico preciso e predicibile.
- **Puntale di applicazione sottile**, flessibile e precurvato, per raggiungere facilmente anche i canali più difficili.
- **Facile applicazione** tramite una siringa da 2 grammi e i puntali dedicati.



Scopri come utilizzare il BioSeal

Komet BioSeal

Passo dopo passo: dalla preparazione alla sigillatura ermetica.

1) Preparazione del canale


Dopo il risciacquo finale, il sistema canalare viene asciugato con coni di carta di forma congruente, fino a ottenere un canale asciutto ma non disidratato. La guttaperca principale viene provata e adattata alla lunghezza di lavoro.

2) Posizionamento del BioSeal

La siringa di Komet BioSeal viene preparata con il relativo puntale sottile, flessibile e precurvato, in modo da seguire la curvatura del canale e raggiungere anche i tratti più difficili. Il cemento viene erogato in quantità controllata all'interno del canale, partendo dai settori più profondi e risalendo gradualmente, per favorire una distribuzione uniforme sulle pareti.


3) Inserimento della guttaperca

La punta di guttaperca viene inserita nel canale con movimenti di pompaggio delicati, per spingere il bioceramico nei microspazi e favorire una sigillatura tridimensionale. La guttaperca viene poi accorciata alla lunghezza di lavoro, ad esempio con il manipolo EnPack.




4) Rifinitura e controllo


Infine l'eccesso coronale viene rifinito e si procede al controllo radiografico, reso semplice dall'elevata radiopacità di Komet BioSeal. Il risultato è un'otturazione ermetica, stabile e facilmente valutabile nel tempo.




Preparazione canalare con il sistema preferito.



Dopo la detersione finale il canale viene asciugato con coni di carta compatibili con la forma canalare acquisita e un cono di guttaperca di uguale misura viene provato.



Nel canale vuoto, attraverso un apposito beccuccio e una siringa, viene iniettato il cemento Komet BioSeal.



Il cono di guttaperca precedentemente adattato viene inserito nel canale con lievi movimenti di pompaggio sino a giungere alla lunghezza di lavoro desiderata.

FAQ



Scopri l'esperto risponde del Dr. Fava

Hai dubbi sul bioceramico? L'esperto risponde.

Il **Dr. Fava** chiarisce le domande più comuni sull'uso del bioceramico, offrendo indicazioni pratiche e consigli immediatamente applicabili in clinica.

Komet BioRepair

Otto indicazioni, un'unica soluzione.

Quando la conservazione del dente è la priorità, serve un materiale che faccia la differenza.

Nei casi complessi, come perforazioni, riassorbimenti o lesioni apicali, affidabilità, adesione e biocompatibilità sono essenziali. I materiali tradizionali, come MTA, spesso richiedono miscelazione manuale, tempi lunghi e risultati variabili.

Komet BioRepair semplifica tutto.

È un cemento bioceramico putty pre-miscelato, pronto all'uso e clinicamente testato per otto diverse indicazioni endodontiche.

La sua consistenza e la formula ad alto contenuto di silicato di calcio garantiscono una manipolazione agevole, un'eccellente adesione alla dentina e un processo di guarigione naturale grazie al rilascio di ioni calcio. Biocompatibile, radiopaco ed esteticamente stabile, è la soluzione ideale per una terapia conservativa moderna, predicibile e sicura.



Il putty che trasforma la riparazione in rigenerazione.

Benefici clinici

- **Versatilità totale:** utilizzabile per 8 diverse indicazioni endodontiche.
- **Biocompatibilità elevata:** stimola la rigenerazione del tessuto duro e molle.
- **Sigillatura stabile e duratura:** isolamento biologico completo del sito trattato.
- **Effetto battericida:** il pH alcalino elimina la carica microbica residua.
- **Estetica ottimale:** non causa discromie, anche nei settori anteriori.
- **Facile applicazione:** pronto all'uso, in versione putty pre-miscelata.

Si adatta alle tue esigenze

Il **Komet BioRepair** è disponibile in 2 versioni:


- 1 - Siringa da 0.5 g
- 2 - 10 capsule da 0,15 g ciascuna



Scopri l'esperto risponde del Dr. Fava

Domande sul BioRepair? L'esperto risponde.

Il Dr. Fava chiarisce le principali domande cliniche sul BioRepair: indicazioni, gestione del materiale e consigli pratici per un'applicazione efficace e sicura.



1 soluzione per 8 indicazioni


Con il materiale bioceramico putty Komet BioRepair, è possibile affrontare con facilità 8 diverse indicazioni endodontiche! La nostra innovativa soluzione all-in-one semplifica la tua pratica, offrendo risultati costanti e di alta qualità per ogni paziente.

Semplifica la tua pratica quotidiana, massimizza la tua efficienza!

- 1 - **Pulpotomia**
- 2 - **Riassorbimento della radice**
- 3 - **Apecificazione**
- 4 - **Apexogenesi**
- 5 - **Protezione della polpa**
- 6 - **Perforazione della forcazione**
- 7 - **Perforazione della radice**
- 8 - **Retrograda**

Caratteristiche tecniche

- Composizione bioceramica a base di **silicato di calcio**, priva di metalli pesanti.
- **Formula pre-miscelata putty:** consistenza plastica stabile, senza errori di dosaggio.
- **Elevata radiopacità** per un controllo radiografico accurato.
- **Rilascio costante di ioni calcio:** stimola la rigenerazione dei tessuti e la guarigione periapicale.
- **pH basico (>12)** con effetto antibatterico e anti-infettivo prolungato.
- **Stabilità dimensionale:** nessuna contrazione o ritiro durante la presa.
- **Compatibilità estetica:** non altera il colore dei tessuti dentali.



“Quello che più ci ha impressionato è la maneggevolezza del materiale, resa possibile dalla composizione ready-to-use in forma putty, che consente una facile erogazione di BioRepair, riducendo gli sprechi.”

DR. CARLO GAETA



Scopri la differenza tra Komet BioSeal e Komet BioRepair

Endo Rescue


Recupera il controllo, ritrova la sicurezza.

Quando un file si frattura, il trattamento cambia rotta.
Il frammento bloccato nel canale può ostacolare la detersione, impedire la sagomatura e compromettere l'intero caso clinico. In queste situazioni, la differenza non la fa la fortuna, ma il metodo.

Endo Rescue è il sistema Komet per affrontare con sicurezza la rimozione degli strumenti fratturati.

Un set completo, progettato per restituire controllo e prevedibilità in una delle procedure più complesse dell'endodonzia. Grazie a frese dedicate di centratura e trapanazione, Endo Rescue consente di accedere al frammento, isolarlo e rimuoverlo in modo preciso e conservativo, senza compromettere la struttura del dente.

Endo Rescue: perché anche nei casi più critici, il controllo è tutto.



4601.000



Endo Rescue Kit
Per la rimozione di strumenti fratturati

H269GK.315.016	1	
G180A.204.110	1	
G180.204.090	1	
RKP.204.090	1	
RKT.204.090	1	
155.000.	1	



Scopri il Kit
Endo Rescue

Blog

Scopri tutti i segreti
di **come utilizzare**
il Kit Endo Rescue

Ritrattamenti

Endo Rescue

		2	2	2
Misura	Ø 1/100 mm	070	090	110
Contrangolo (CA)				
RKP.204. ...				
070 090 110				

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
⌀_{opt} 300 min⁻¹/rpm
Fresa di centratura Endo Rescue

		2	2	2
Misura	Ø 1/100 mm	070	090	110
D	Ø 1/10 mm	7	9	11
D ₁	Ø 1/10 mm	4	5	7
Contrangolo (CA)				
RKT.204. ...				
070 090 110				

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
⌀_{opt} 300 min⁻¹/rpm
Fresa di trapanazione Endo Rescue
Utilizzare con rotazione in senso antiorario

		6	6
Misura	Ø 1/100 mm	025	030
Contrangolo (CA)			
GPR2L2.1.204. ...			
025 030			
GPR4L2.1.204. ...			
025 030			

⌀_{max} 4000 min⁻¹/rpm
Asportatore di guttaperca in conicità .02 e conicità .04
senza spigoli taglienti
Plasticizzazione della guttaperca da calore prodotto per
frizionamento tramite rotazione, Nichel-titanio
Nei paesi extra Germania e Austria, l'unità di confezione
è 5 invece di 6

Post-Endo

Perni ER: Stabilità, adesione ed estetica per ogni situazione.

Quando la struttura residua non basta

Dopo la terapia canalare il dente può risultare indebolito: pareti assottigliate, poca dentina residua e carichi concentrati mettono a rischio la stabilità del dente. La scelta del perno e la sua integrazione con il composito sono determinanti per evitare fratture o decementazioni.

Una risposta precisa a ogni scenario clinico

I perni radicolari ER offrono una soluzione versatile e affidabile. La gamma comprende perni in **fibra di vetro**, **zirconia** e **titanio**, per rispondere a esigenze estetiche e meccaniche differenti. Le versioni in fibra **ER DentinPost / DentinPost X** includono anche varianti **Coated**, già silanizzate per ottimizzare l'adesione.



ER: più controllo nella preparazione, più sicurezza nella ricostruzione, più prevedibilità nel lungo periodo.

Benefici clinici

Scelta del materiale in base al caso

- **Fibra di vetro:** modulo elastico vicino alla dentina per una distribuzione naturale delle forze.
- **Zirconia:** alta resistenza ed estetica ideale nei settori anteriori.
- **Titanio:** massima affidabilità in casi protesici complessi.

Adesione ottimizzata

- Le versioni **Coated** migliorano l'integrazione con i cementi compositi grazie al rivestimento silanizzato.

Preparazione guidata

- I **kit con frese dedicate** garantiscono uno spazio radicolare preciso e standardizzato, evitando sovrappreparazioni.

Conservazione della dentina

- Design conservativo e ancoraggio ridotto aiutano a preservare l'integrità radicolare.

Elasticità e sicurezza (fibra di vetro)

- Distribuzione uniforme dello stress e riduzione del rischio di fratture catastrofiche.

Alta concentrazione di fibre

- Taglio netto in fase di accorciamento, senza sfilacciamenti o effetto "mazzo di fiori".

Estetica integrata

- Colore dentina-like e traslucenza naturale, senza ombre discromie sotto i restauri.



“

In questo approfondimento potrai comprendere come questi perni in fibra di vetro possano rivoluzionare il restauro endodontico, offrendo soluzioni esteticamente gradevoli e funzionalmente affidabili.


”

DR. ALESSANDRO FAVA

Guarda il video del **Dr. Fava** per scoprire in dettaglio le tecniche, i vantaggi e le applicazioni dei **perni ER**



Post-Endo



DPXCL 6




		10	10	10
Misura	Ø 1/100 mm	070	090	110
D	Ø 1/10 mm	28	28	28
L	mm	6	6	6
L ₁	mm	4,5	4,5	4,5

DPXCL6.000. ...

070 090 110

DentinPost X Coated Perni radicolari con testa ritentiva in composito vetrofibrorinforzato con strato polimerico di adesione



TPXCL 6



		10	10
Misura	Ø 1/100 mm	070	090
D	Ø 1/10 mm	28	28
L	mm	6	6
L ₁	mm	4,5	4,5

TPXCL6.000. ...

070 090

TitanPost X Coated con testina di ritenzione, in titanio puro, provvisto di uno strato di polimero adesivo, lunghezza 6 mm



4650.000




Set DentinPost X Coated, lunghezza 6 mm, misura 070

●	183LB.204.070	1	
●	196S.204.070	1	
●	196DS.644.070	1	
●	DPXCL6.000.070	10	




4651.000



Set DentinPost X Coated, lunghezza 6 mm, misura 090

●	183LB.204.090	1	
●	196S.204.090	1	
●	196DS.644.090	1	
●	DPXCL6.000.090	10	



DPC 1 L 12

		10	10	10	10
Misura	Ø 1/100 mm	050	070	090	110
L	mm	12	12	12	12

DPC1L12.000. ...

050070090110

Modello di utilità, brevetti
GM 20 2008 006 129

DentinPost Coated in composito vetrofibrinforzato
con strato polimerico di adesione



Blog

Leggi
l'approfondimento
completo

L'importanza del
silano nei perni
in fibra

Scopri come il
rivestimento silanizzato
migliora l'adesione dei
perni in fibra e aumenta
l'affidabilità del restauro
post-endodontico.



4485.000



Set DentinPost Coated, misura 050


●	183LB.204.050	1	
●	196.204.050	1	
●	196D.644.050	1	
●	DPC1L12.000.050	10	

Il set è disponibile anche nelle seguenti versioni:

Misura 070 => codice 4486.000

Misura 090 => codice 4487.000

Misura 110 => codice 4488.000



354 TL 12
366 TL 12
355 TL 12
356 TL 12

		10	10	10	10
Misura	Ø 1/100 mm	050	070	090	110
L	mm	12	12	12	12

354TL12.000. ...
366TL12.000. ...
355TL12.000. ...
356TL12.000. ...

050-070090110

DentinPost in composito vetrofibrinforzato



44 12.000



Set introduttivo DentinPost, misura 050

●	183LB.204.050	1	
●	196.204.050	1	
●	196D.644.050	1	
●	354TL12.000.050	10	


Il set è disponibile anche nelle seguenti versioni:

Misura 070 => codice 4413.000

Misura 090 => codice 4414.000

Misura 110 => codice 4415.000


- 443 L 9
- 443 L 12
- 444 L 9
- 444 L 12
- 445 L 9
- 445 L 12
- 446 L 9
- 446 L 12



			10	10	10	10	10	10	10
Misura	Ø 1/100 mm	050	050	070	070	090	090	110	110
L	mm	9	12	9	12	9	12	9	12
D	Ø 1/10 mm	20	20	28	28	28	28	28	28
L1	mm	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

●	443L9.000. ...	050	-	-	-	-	-	-	-
●	443L12.000. ...	-	050	-	-	-	-	-	-
●	444L9.000. ...	-	-	070	-	-	-	-	-
●	444L12.000. ...	-	-	-	070	-	-	-	-
●	445L9.000. ...	-	-	-	-	090	-	-	-
●	445L12.000. ...	-	-	-	-	-	090	-	-
●	446L9.000. ...	-	-	-	-	-	-	110	-
●	446L12.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	110

Perni radicolari con testina ritentiva DentinPost X per ricostruzioni dirette con materiali plastici Composito vetrofibrorinforzato



DPXCL 6

			10	10	10
Misura - Size	Ø 1/100 mm	070	090	110	
D	Ø 1/10 mm	28	28	28	
L	mm	6	6	6	
L1	mm	4,5	4,5	4,5	

DPXCL6.000. ...	070	090	110
-----------------	-----	-----	-----

DentinPost X Coated Perni radicolari con testa ritentiva in composito vetrofibrorinforzato con strato polimerico di adesione
DentinPost X Coated posts with head made of fiber reinforced composite with adhesion enhancing polymer layer, length 6 mm



4442 B.000



Set introduttivo DentinPost X, misura 050

●	183LB.204.050	1	
●	196.204.050	1	
	120D.204.030	1	
●	196D.644.050	1	
	45L9.000.	1	
●	443L9.000.050	10	

Il set è disponibile anche nelle seguenti versioni:

Misura 070 => codice 4651.000

Misura 110 => codice 4661.000

Il set è disponibile anche nelle seguenti versioni:

Misura 090 => codice 4444B.000

Misura 110 => codice 4445B.000

Misura 070 => codice 4443B.000



4650.000



Set DentinPost X Coated, lunghezza 6 mm, misura 070
Set DentinPost X Coated, length 6 mm, size 070

●	183LB.204.070	1	
●	196S.204.070	1	
●	196DS.644.070	1	
●	DPXCL6.000.070	10	

EnDrive

Il più preciso della sua categoria. Il più intuitivo nella tua mano.

In endodonzia, il controllo è tutto.

Trovare l'imbocco canale, mantenere la centratura, evitare deviazioni o rotture: ogni gesto richiede precisione assoluta. Ma nella pratica quotidiana, fattori come la visibilità ridotta, l'anatomia complessa o la postura del paziente possono rendere difficile anche la fase più semplice. E quando il motore non è fluido, quando i passaggi tra i file sono lenti o il manipolo è ingombrante, il rischio clinico aumenta e il workflow rallenta.

EnDrive nasce per risolvere tutto questo.

È il motore endodontico progettato da Komet per offrire massimo controllo, ergonomia superiore e prestazioni intelligenti in ogni fase del trattamento, dall'accesso fino all'otturazione.

Compatto, intuitivo e wireless, EnDrive restituisce al clinico una sensazione di libertà che cambia la qualità del lavoro quotidiano.



Benefici clinici

- **Rilevatore apicale ultra preciso:** secondo uno studio pubblicato sull'Australian Endodontic Journal (2025), EnDrive ha superato i principali competitor in termini di accuratezza della misurazione apicale, garantendo letture stabili e affidabili anche in condizioni anatomiche difficili.
- **Controllo immediato dell'imbocco canale:** la Modalità Pre-Bending permette di ruotare il file di 20° a ogni pressione, aiutandoti a trovare l'orientamento perfetto per entrare nei canali più difficili da aggiungere.
- **Workflow fluido e senza interruzioni:** una volta creata la tua sequenza personalizzata, ti basterà tenere premuto 1 secondo il pulsante sul manipolo per passare al file successivo, senza toccare lo schermo né interrompere la postura di lavoro.
- **Massima sicurezza operativa:** torque control ultra-preciso, Auto-Drive, Auto-Reverse e modalità reciprocante/rotante sempre disponibili.
- **Ergonomia superiore:** leggero, bilanciato e wireless: elimina cavi, tensioni e disturbi visuali.
- **Compatibile con tutti i sistemi di file:** FQ, Procodile Q, Endo ReStart e quelli di oltre 100 competitor.
- **Gestione intuitiva del trattamento:** display chiaro, menu semplici e impostazioni rapide anche durante il lavoro.

Caratteristiche tecniche

- **Rilevatore apicale integrato brevettato** e validato scientificamente.
- **Modalità Pre-Bending:** rotazione di 20° per facilitare l'ingresso nei canali difficili.
- **Cambio file intelligente:** avanza nella sequenza personalizzata con un click prolungato di 1 secondo.
- **Movimento rotante e reciprocante** a scelta.
- **Torque & RPM personalizzabili** per ogni file della libreria.
- **Schermo touchscreen da 7"**, nitido e intuitivo, leggibile in qualsiasi posizione operativa.
- **Manipolo wireless**, leggero e perfettamente bilanciato, con batteria a lunga durata.
- **Compatibilità totale con EnPack ed EnFill** per un workflow completo dall'accesso all'otturazione.
- **Aggiornamenti software via Wi-Fi** per accedere alle funzionalità più innovative.
- **Feedback visivo e uditivo:** EnDrive avvisa quando ti avvicini al limite di torque o all'apice.



Riconoscimenti

Red Dot Design Award 2025

Premiato per ergonomia, comfort operativo e qualità costruttiva. La giuria ha giudicato: "EnDrive è una soluzione efficiente per i trattamenti endodontici che combina sapientemente funzionamento intuitivo, design ergonomico ed economicità"

Studio pubblicato sull'Australian Endodontic Journal (2025): "Accuracy of Apex Locator Integrated Endomotors in Estimating Working Length in the Presence of Endodontic Irrigants"

L'articolo ha dimostrato che EnDrive ha registrato la minor deviazione dalla lunghezza reale tra i motori testati, evidenziando elevata precisione anche in presenza di irriganti.



Scopri tutte le
potenzialità di EnDrive

In endodonzia, la libertà di movimento fa la differenza.

Quando si lavora in radici sottili, in canali calcificati o in condizioni di accesso complesso, ogni cavo, ogni ingombro e ogni interferenza visiva può disturbare la precisione delle manovre. E allo stesso tempo, la strumentazione deve essere costante, sensibile e sicura, per evitare fratture, deviazioni o perdita di centratura.

EnGO offre una libertà di movimento totale, mantenendo un controllo preciso su torque, apice e strumentazione.

Completamente wireless, leggero e bilanciato, integra un rilevatore apicale di alta precisione, un'interfaccia intuitiva e tutte le modalità operative necessarie per una sagomatura completa: rotante e reciprocante. Nasce per chi vuole lavorare con fluidità, velocità e sicurezza, in totale libertà di movimento.



EnGO: l'endodonzia essenziale, nella sua forma più moderna.

Benefici clinici

- **Massima libertà operativa:** nessun cavo, nessun ingombro, movimenti più fluidi e visibilità migliore nel campo operatorio.
- **Testina minimamente invasiva:** maggiore visibilità del campo operatorio
- **Rilevatore apicale integrato:** misurazione costante della lunghezza di lavoro direttamente dal manipolo, per trattamenti più sicuri.
- **Controllo del torque e degli RPM:** evita fratture o stress eccessivi sugli strumenti nelle zone più complesse.
- **Modalità rotante e reciprocante:** adattabile a qualsiasi sistematica endodontica, inclusi FQ e Procodile Q.
- **Manipolo leggero e bilanciato:** riduce l'affaticamento della mano durante le sedute prolungate.
- **Interfaccia intuitiva:** selezioni rapide, letture chiare, workflow più scorrevole.
- **Autonomia prolungata:** ideale per intere sedute o più trattamenti consecutivi senza necessità di ricarica.

Caratteristiche tecniche

- **Motore brushless** ad alte prestazioni, silenzioso e a bassa vibrazione.
- **Velocità regolabile da 100 a 2.500 rpm**, in base alla modalità operativa.
- **Torque regolabile (fino a 5 Ncm)** con controllo dinamico per prevenire la frattura degli strumenti.
- **Modalità operative multiple:** rotazione continua (CW), reciprocante con angolo regolabile a step di 10°, e funzioni automatiche.
- **Rilevatore apicale integrato** con visualizzazione grafica della lunghezza di lavoro e avvisi visivi/acustici in prossimità dell'apice.
- **Memoria interna fino a 10 programmi:** velocità, torque e angolo impostabili, con parametri preinstallati per tutti i sistemi Komet.
- **Contrangolo ruotabile a 360°** con testina sottile per una migliore visibilità e accesso.
- **Unità completamente wireless**, con batteria ricaricabile e base di ricarica dedicata.
- **Display LCD orientabile** per destrimani e mancini, con interfaccia chiara e intuitiva.



Scopri tutte le potenzialità di EnGo



Komet EnFill

Riempimento canalare continuo, caldo e controllato.

La parte più delicata dell'endodonzia non è sempre la sagomatura, ma l'otturazione.

Quando bisogna riempire tridimensionalmente il sistema canalare, qualsiasi variazione di temperatura, pressione o flusso può compromettere la qualità del sigillo.

Un backfill poco controllato può lasciare vuoti, bolle o mancanze nelle zone più strette e laterali del canale.

EnFill nasce per garantire un riempimento continuo, caldo e perfettamente controllato.

La temperatura calibrata, il design ergonomico e l'erogazione costante della guttaperca rendono la fase di backfill semplice, fluida e altamente predicibile.

Ti basta impostare la temperatura desiderata, posizionare la punta e lasciare che EnFill faccia il resto, in completa sinergia con EnPack.



EnFill: la continuità perfetta dell'otturazione verticale a caldo.



Benefici clinici

- **Backfill caldo e omogeneo:** la guttaperca termoplastica scorre in modo uniforme, creando una sigillatura tridimensionale stabile.
- **Riscaldamento ultrarapido:** raggiunge la temperatura impostata in soli 15 secondi, riducendo i tempi operativi.
- **Controllo termico costante:** temperatura precisa per adattarsi alle differenti anatomie e garantire la corretta viscosità del materiale.
- **Riempimento profondo delle aree complesse:** canali laterali e micro-irregolarità vengono meglio colmati grazie alla fluidità della guttaperca riscaldata.
- **Maneggevolezza superiore:** impugnatura ergonomica e bilanciata per una fase finale più stabile e confortevole.
- **Integrazione perfetta con EnPack:** continuità ideale tra condensazione apicale e riempimento coronale, per un workflow caldo completamente controllato.



Scopri EnFill

Komet EnPack

Condensazione apicale precisa, istantanea, controllata.

La condensazione apicale è uno dei momenti più delicati dell'otturazione canalare.

Se la punta non raggiunge la temperatura giusta, se il calore non è stabile o se il plugger non risponde con precisione, il rischio è quello di creare un sigillo incompleto, lasciando spazi vuoti o compromettendo la tridimensionalità dell'otturazione.

EnPack elimina queste incertezze.

Grazie a un riscaldamento praticamente istantaneo, a un controllo termico estremamente stabile e a plugger dedicati di diverse misure, EnPack permette una condensazione verticale a caldo semplice, rapida e perfettamente.



Un gesto naturale, preciso, in totale continuità con EnDrive ed EnFill.



Benefici clinici

- **Riscaldamento ultrarapido:** raggiunge la temperatura selezionata in 0,2 secondi: la punta è pronta praticamente all'istante, senza tempi morti.
- **Controllo termico costante:** temperature regolabili da 150°C a 230°C, sempre stabili, per adeguarsi alla tecnica personale e al tipo di guttaperca.
- **Condensazione più precisa:** i plugger dedicati trasferiscono il calore in modo mirato, ottenendo una compattazione apicale omogenea e perfettamente controllata.

- **Sigillo tridimensionale più efficace:** la guttaperca calda penetra nelle irregolarità e nelle zone difficili, migliorando la qualità del plug apicale.
- **Impugnatura ergonomica e leggera:** massima stabilità anche nelle manovre più delicate.
- **Autonomia prolungata:** una singola carica della batteria può durare fino a 4 ore di trattamenti
- **Integrazione perfetta con EnFill:** continuità ideale tra la condensazione apicale e il backfill coronale, per un workflow caldo, veloce e predicibile.
- **Compatibilità totale con EnDrive:** stesso ecosistema, stessa intuitività, stesso livello di controllo.



Scopri EnPack

Sonico per Endodonzia

Accesso conservativo, precisione millimetrica.

Trovare l'imbocco canalare, rimuovere interferenze senza indebolire la struttura e lavorare in anatomie complesse è una sfida quotidiana.

La dentina calcificata, le variazioni anatomiche o gli angoli sfavorevoli possono ridurre visibilità, controllo e sicurezza della preparazione.

La tecnologia sonora Komet offre una soluzione minimale e altamente controllata.

L'oscillazione ellittica ad alta frequenza permette di modellare la dentina in modo selettivo, mantenendo una visibilità eccellente anche senza ingrandimento.

La tecnologia sonora Komet offre vantaggi tangibili in endodonzia, restaurativa, parodontologia, profilassi e chirurgia, grazie a inserti specifici per ogni applicazione.



SF66.000
Bocciolo grande

SF69.000
Bocciolo piccolo

SF67.000
conica 125°

Benefici della tecnologia sonora:

- Maggiore controllo e precisione**
Ideale per una preparazione conservativa del canale radicolare.
- Accessibilità superiore**
Inserti sottili e angolati permettono di raggiungere aree difficili, sia nei trattamenti ortogradi che retrogradi.
- Visibilità ottimale del campo operatorio**
Forme dedicate facilitano l'accesso anche nei canali calcificati.
- Minore surriscaldamento**
Vibrazione controllata che riduce il rischio di microcrack o danni superficiali.
- Massima preservazione della dentina**
Approccio minimamente invasivo che rispetta le strutture coronali e radicolari.
- Movimento ellittico controllato**
Rimozione selettiva e atraumatica di tessuti duri o materiali canalari.
- Versatilità clinica**
Utilizzabile in endodonzia ortograda (accesso, reperimento, rifinitura) e retrograda (resezioni apicali e cavità retrograde).

Il manipolo sonico SF1LM/S

Il manipolo SF1LM/S è progettato per offrire vibrazioni ellittiche costanti, controllo totale e massima delicatezza operativa.

Caratteristiche principali:

- oscillazione ellittica attiva a 360°
- 3 livelli di potenza regolabili, con arresto di sicurezza
- 2 luci focalizzate per una visibilità perfetta
- 6 kHz di frequenza, ideale per l'endodonzia
- passaggio dello spray refrigerante interno
- compatibile con numerosi sistemi (MULTIflex™, Sirona, KaVo, W&H)



Sonico per endodonzia

Ortoqrada

Precisione nella cavità d'accesso e nei canali radicolari

Gli inserti sonici Komet per ortograda sono ideali per la preparazione conservativa della cavità d'accesso e del terzo coronale.

Indicazioni: apertura iniziale (SF66), rifinitura e rimozione di vecchie otturazioni (SF69), reperimento di canali sottili/calcificati (SF67) e variante angolata (SF68) per maggiore accessibilità.

Vantaggi clinici

- Accesso canalare facilitato anche in casi complessi
- Rimozione efficace di materiali canalari duri
- Preparazione precisa e conservativa
- Nessun indebolimento della struttura coronale
- Ottima visibilità grazie a inserti sottili e angolati



SF66.000
Bocciolo grande



SF69.000
Bocciolo piccolo



SF67.000
conica 125°



SF68.000
conica 112°



SF70.000
conica 122°



SF 66



		1
L	mm	6,0

SF66.000. ...

Oliva piccola
Lavorazione iniziale della cavità d'accesso ed eliminazione di eccessi



SF 67



		1
L	mm	10,0
Angolo	α	125°

SF67.000. ...

Conica
Rinvenimento di canali sottili e calcificati, aq
superiori in fase di revisione



SF 68



		1
L	mm	10,0
Angolo	α	112°

SF68.000. ...

Conica
Alternativa alla SF67 ad angolatura maggiore






Scopri il Sonico
per Endodonzia

Sonico per endodonzia

Ortograd






SF 69

 			
			1
L	mm		6,0
SF69.000. ...			•

Oliva allungata
Finitura della cavità d'accesso e ritocco minimale dello strato di dentina;
rimozione dei residui d'otturazione del canale radicolare



SF 70

 			
			1
L	mm		10,0
Angolo	α		122°
SF70.000. ...			•

Conica
Allargamento di canali lunghi e ampi; rimozione di strumenti fratturati;
rimozione d'otturazioni radicolari in guttaperca e cemento radicolare

Eccellenza clinica.

Precisione. Fiducia.

KOMET. IN LOVE WITH BETTER ENDODONTICS.



Scopri il
campionario online

Consulta il campionario
online **Komet**

Tutti i prodotti, le linee endodontiche e
gli strumenti **Komet** in un unico spazio
interattivo.
Accedi al campionario online.

Sonico per endodonzia

Retrograda


Precisione chirurgica anche negli spazi più ridotti.

Le punte soniche Komet per retrograda consentono preparazioni apicali precise e controllate con finestre ossee minime. Le geometrie sottili e angolate permettono di lavorare in asse, creare sottosquadri e applicare il bioceramico con maggiore sicurezza.

Indicazioni: Individuazione dell'imbocco canalare apicale (SF56 / SF57), Preparazione della cavità retrograda fino a 3 mm (SF16 / SF17), Accesso in radici inclinate o anatomie difficili (SF55) , Creazione di sottosquadri per ritenzione del materiale retrogrado (SF20 / SF21)


Vantaggi clinici

- Accesso più conservativo e finestre ossee più piccole.
- Preparazione apicale precisa anche in radici inclinate.
- Migliore visibilità e controllo in profondità.
- Sottosquadri ottimali per la ritenzione del bioceramico.






Sonico per endodonzia

Retrograda



SF 56




		1
L	mm	3,0



SF56.000. ...


•

Siluriforme, curvatura a sinistra, Ø 0,7 mm
Rinvenimento del canale radicolare, esposizione dell'ingresso canalare



SF 16




		1
L	mm	3,0



SF16.000. ...


•

Siluriforme, curvatura a sinistra, Ø 1,0 mm
Preparazione della cavità/del canale radicolare



SF 20




		1
L	mm	3,0



SF20.000. ...


•

Forma a T, curvatura a sinistra, Ø 1,0 mm
Preparazione del sottosquadro per la ritenzione dell'otturazione canalare retrograda



SF 57



		1
L	mm	3,0

SF57.000. ...

•

Siluriforme, curvatura a destra, Ø 0,7 mm
Rinvenimento del canale radicolare, esposizione dell'ingresso canalare

56

57



SF 17		
		1
L	mm	3,0
SF17.000. ...		

Siluriforme, curvatura a destra, Ø 1,0 mm
Preparazione della cavità/del canale radicolare



SF 21		
		1
L	mm	3,0
SF21.000. ...		

Forma a T, curvatura a destra, Ø 1,0 mm
Preparazione del sottosquadro per la ritenzione dell'otturazione canalare retrograda



SF 55		
		1
L	mm	3,0
SF55.000. ...		

Siluriforme, forte curvatura, Ø 0,7 mm
Apertura e allargamento di canali radicolari estremamente curvati, in particolare con apici fortemente inclinati in senso orale



Programma di Formazione 2026

Komet Academy Italia

A Verona Via Belgio, 12

23 Gennaio 2026
Daily Endo Shaping

Dr. Alessandro Fava



ENDODONZIA

10 Aprile 2026
Il ritrattamento endodontico

Dr. Alessandro Fava




ENDODONZIA

18 Aprile 2026
5° Congresso Nazionale 2026
Anterior Revolutions



Dr. Bambace



Dr. Becciani



Dr. Conti



Dr. Dallari



Dr. Veneziani

16 Maggio 2026
Corso pratico di Endodonzia e Ricostruzione Post-Endodontica

Dr. Emanuele Bergantin



ENDODONZIA

16 Ottobre 2026
Daily Endo Shaping

Dr. Francesca Parducci



ENDODONZIA

A Napoli

9 Maggio 2026
Endodonzia Moderna, Semplice e Sicura

Dr. Carlo Gaeta



ENDODONZIA

Via Belgio, 12 - 37135 Verona (VR)
T: 045 11171911 - corsi@komet.it - www.komet.it

Komet Academy Italia



IES

International Endodontic Summit

Advancing Scientific Excellence

BERLIN

1-2 OTTOBRE
2026

Hotel & Stadtbad
Oderberger

EVIDENCE.
EXCELLENCE.
EVOLUTION.

Summit Focus

Evidence

Contenuti basati su protocolli supportati da dati, ricerche e studi recenti.

Excellence

Tecniche cliniche all'avanguardia presentate da Key Opinion Leaders internazionali.

Evolution

Innovazione continua, confronto, crescita della comunità scientifica.



www.komet.it



[/kometitalia1560](https://www.youtube.com/channel/UCkometitalia1560)

Sede operativa:

Via Gianbattista Morgagni, 36
37135 Verona (VR)
T 045 11171911
www.komet.it | info@komet.it

Sede legale:

Via Cernaia 11
20121 Milano (MI)
T 02 67076654

Centro corsi Komet Academy Italia:

Via Belgio, 12
37135 Verona (VR)
T 045 11171911
www.komet.it | corsi@komet.it

www.komet.it

