


NUOVI KIT 2010



TD 2252

Lucidatura Compositi in un solo passaggio



I gommini gialli di nuova concezione che riducono la lucidatura dei compositi da tre passaggi ad uno solo; i migliori risultati si ottengono utilizzando i gommini combinati agli strumenti in CT serie Q.

Pressione operativa 1 N,
○_{opt.} 6.000 giri al min.⁻¹
utilizzare lo spray.

Vuole ricevere in futuro le informazioni tecnico-merceologiche KOMET direttamente sulla Sua email?

Se sì, visiti il nostro sito internet

www.komet.it

► Prezzo promozionale

45 € + IVA

invece di 59,60 € + IVA



TD 2252

10 x

Gambo 204:



○ **9523UF.204.030**