

# Il nostro miglior metodo per andare fino in fondo nelle cose

Sistema *MFile*  
per la preparazione meccanica dell'endodonto



Con il praticissimo sistema *MFile*, composto da solo otto strumenti, KOMET ha trovato qualcosa di veramente straordinario per il trattamento canalare ad invasività minimale. *MFile* è particolarmente flessibile, viene prodotto in lega nickel-titanio di alta qualità e rispetta per intero il disegno anatomico del canale. Con *MFile* si possono preparare canali curvi e dritti in soli tre passaggi,

arrivando all'apice velocemente e in modo controllato. Gli strumenti consentono la preparazione di misure finali apicali da ISO 030 a ISO 045. La calibratura degli strumenti è ottimale, per cui si produce una preparazione troncoconica senza gradini. Fate il prossimo passo ed interpellate il vostro concessionario KOMET.

