

I lavori più complicati: i nostri preferiti



Fresoni in carburo di tungsteno UM e UK

I fresoni UM, permettono l'asportazione e la levigatura di metalli nobili e non, senza cambiare lo strumento. La pressione operativa è direttamente proporzionale all'operazione da effettuare:

- forte pressione operativa per una elevata asportazione di materiale
- lieve pressione operativa per una levigatura delle superfici

I fresoni UK, permettono di rimuovere e levigare i materiali estetici di rivestimento e di operare anche nei passaggi tra metallo e ceramica. La dentatura speciale consente un'asportazione controllata e contemporaneamente permette di ottenere delle superfici planari, sette volte migliori rispetto a quelle rilasciate dagli strumenti diamantati.