

Assicurarsi una buona presa.



MicroPlant per l'ancoraggio della protesi inferiore

Grazie al sistema MicroPlant, il fissaggio della protesi inferiore, su creste mandibolari fortemente atrofiche, oggi non è più un problema. Il diametro dell'impianto, di soli 2,5 mm e la tecnica minimamente invasiva evitano, al paziente anziano e meno abbiente, il trauma di interventi preprotetici, quali plastiche vestibolari o aumenti di cresta. Si può scegliere fra tre attacchi, con differenti forze di ritenzione, secondo l'esigenza

del paziente: O-Ring, magnetico ed oggi anche a bottone. Il sistema MicroPlant è molto snello per l'utilizzo ergonomico degli strumenti, sia in studio che in laboratorio e risulta economico per la gestione dei costi. Tutto ciò contribuirà alla buona salute del paziente. Per ulteriori informazioni su questo sistema innovativo, contattare il consulente KOMET.

