

Finalmente un sistema sicuro

Preparazione dell'endodonto con Alpha System



La varietà di sistemi NiTi per la strumentazione canalare meccanica è impressionante e tutti consentono di detergere e sagomare il canale. L'Alpha System della Komet è nato per rispondere al bisogno più importante di un clinico: avere sicurezza nella strumentazione canalare, al fine di garantire prestazioni sempre più sicure ai propri pazienti. Grazie al rivestimento in TiN, infatti, il filo tagliente delle lame mantiene molto a lungo la sua efficacia e parecchi cicli di sterilizzazione non indeboliscono la struttura del materiale. La sezione pentagonale degli Alpha File nei taper 0,2 - 0,4 - 0,6 riduce sensibilmente il rischio di fratture rispetto a qualsiasi altro sistema e non

sono pochi gli endodontisti che hanno evidenziato la longevità e la tenuta degli strumenti anche in condizioni difficili, su canali pluricurvati e per più trattamenti consecutivi. Le nuove esigenze operative in Endodonzia sono di avere strumenti affidabili e resistenti e soprattutto usabili con facilità da qualsiasi professionista, specialista in endodonzia o dentista generico. Sicurezza e semplicità operativa sono i parametri più importanti per il trattamento clinico sull'uomo e l'Alpha System Komet soddisfa pienamente questi bisogni. Consultate il concessionario Komet della vostra zona per saperne di più sull'Alpha System.