

# Liquido disinfettante per strumenti? Sceglietene solo uno: DC1.

© 01/2007 - BRA/0 - 403622V0

## Concentrato per la disinfezione e la pulizia

D'ora in poi potete disinfettare e pulire i vostri strumenti rotanti e quelli manuali in un unico passaggio. Una protezione anticorrosiva ideata specificamente dalla KOMET impedisce l'aggressione sugli strumenti. Anche dopo una tenuta a bagno di giorni, gli strumenti non risultano danneggiati. Il DC1 KOMET è un concentrato che consente una dilui-

zione 1:100; con un 1% di DC1 ottenete un risultato del 100%. Un litro basta per 100 litri di soluzione disinfettante attiva. Tanti sono gli studi dentistici nei quali si impiega con successo il DC1 KOMET, ecocompatibile e biodegradabile. Rivolgetevi al vostro Concessionario KOMET e risparmiate da subito tempo e costi.



Ref. 9828