




## Una nuovissima dentatura per la resina



© 05/2010 - BRA/O - 4050851/0



Quality Products  
Made in Germany

Migliorare e semplificare il lavoro dell'odontoiatra e dell'odontotecnico è il nostro obiettivo

Asportare grandi quantità di materiale e rilasciare nel contempo una superficie liscia senza dover cambiare strumento adesso è possibile. Il fresone in Carburo di Tungsteno H251ACR svolge due funzioni su di un unico strumento. Una capacità di taglio degna di una dentatura incrociata grossa, grazie ai taglienti profondi e ben evidenziati.

Una rifinitura perfetta grazie ad un angolo di taglio particolare che permette di ridurre il lavoro di lucidatura allo stretto indispensabile.

Chiedete ai concessionari KOMET di provare dal vivo la nuova dentatura ACR e vi convincerete.



ACR  
H251ACR.104.060

ACR  
H79ACR.104.040

ACR  
H77ACR.104.060