

Workshop
pratico
Dr. A.Fava:

Procodile
dal caso semplice a
quello complesso
con un solo file



XXIV
Congresso Nazionale
Il piccolo e giovane paziente,
endodonzia e non solo

AIE ACCADEMIA
ITALIANA
ENDODONZIA

Bologna 15 ottobre 2021
Savoia Hotel Regency

Congresso AIE ottobre 2021

Workshop pratico con Komet 15 ottobre 2021 dalle ore 17 alle ore 19

A cura del Dr. Alessandro Fava

PROCODILE dal caso semplice a quello complesso con un solo file

PROCODILE, uno strumento Komet in NiTi classico con caratteristiche peculiari:

capacità di taglio, flessibilità e affidabilità garantite dal **disegno innovativo** (conicità esterna costante, conicità interna variabile) ne fanno uno **strumento altamente versatile**, adatto ai casi standard e a quelli caratterizzati da anatomie complesse o canali calcificati.

Il suo utilizzo associato al **movimento brevettato adattativo ReFlex su motore EndoPilot2** lo rende ancora **più sicuro nel prevenire la frattura** e nel sagomare numerosi canali.

Durante la parte teorica verrà descritto un **protocollo di sagomatura canalare semplice** che individua uno strumento "chiave" capace di rendere questa fase altamente predicibile e standardizzabile.

I partecipanti potranno apprezzare durante la **parte pratica eseguita su denti replica trasparenti** e sotto il controllo del relatore la facilità di questa tecnica.

