



# ETNA

## Strumenti premium per perfezionisti

I restauri monolitici sono essenziali nell'odontoiatria protesica e richiedono precisione e flessibilità per ottenere una forma e una qualità superficiale ottimali.

I nuovi **abrasivi e strumenti di lucidatura ETNA** di Komet soddisfano le esigenze dei moderni materiali in ceramica integrale, in particolare della zirconia, grazie alla loro **durata, efficienza e precisione**. Gli **abrasivi ETNA** garantiscono un'**eccellente asportazione del materiale** e una **lucidatura diretta della superficie**, mentre i **gommini ETNA** consentono di ottenere una **superficie lucida** con una durata eccezionale in **due fasi**. ETNA si distingue per la sua versatilità e si adatta a tutte le forme di ceramica.

Produrre **eccellenti restauri in ceramica**, in particolare in **zirconia**, con abrasivi di alta qualità e gommini perfettamente abbinati che offrono prestazioni efficaci e di lunga durata, ora è possibile!

### Scopri i nuovi KIT



#### KIT - ETNAA Set Gommini (REF: 4699)

95001M.104.260

95001F.104.260

95006M.104.055

95006F.104.055

95005M.104.200

95005F.104.200

#### KIT - ETNA Set Abrasivi (REF: 4698)

DCB2BA.104.048

DCB1BA.104.025

DCB3BA.104.040

DCB4BA.104.120

DCB8BA.104.035

DCB9BA.104.050

Inquadra il QR  
e contatta il tuo **Komet partner**  
per avere maggiori informazioni





#### Vantaggi Abrasivi ETNA:

- Durata eccezionalmente lunga
- Efficace su tutti i tipi di ceramica, compreso l'ossido di zirconio
- Alta concentrazione di grani di diamante in uno speciale legante stabile
- Eccellente stabilità della forma e dei bordi
- Finitura superficiale fine, ideale per la successiva lucidatura

#### Precauzioni di utilizzo:

-  opt. 10 000 - 12 000 giri al min.<sup>-1</sup>
- Procedere con poca pressione

#### ETNA Abrasivi:

DCB1BA.104.025

DCB2BA.104.048

DCB3BA.104.040

DCB4BA.104.120

DCB5BA.104.220

DCB6BA.104.120

DCB7BA.104.220

DCB8BA.104.035

DCB9BA.104.050

DCB10BA.104.040

DCB11BA.104.060

DCB12BA.104.035

DCB13BA.104.150



#### Vantaggi Gommini ETNA:

- Grana di diamante speciale: produce una finitura superficiale impeccabile con una pressione minima.
- Perfetto per la lucidatura diretta dopo la lavorazione con gli abrasivi ETNA.
- Processo a due fasi: consente di ottenere una finitura brillante in due sole fasi.
- Materiale più morbido per una lucidatura senza sforzo.
- Applicazione flessibile: perfettamente adatta a vari restauri in ceramica.

#### Precauzioni di utilizzo:

- 1. Fase: prelucidatura (rosso)
- 2. Fase: lucidatura a specchio (grigio)
-  opt. 6.000 giri al min.<sup>-1</sup>

#### ETNA Gommini:

95001M.104.260

95001F.104.260

95002M.104.150

95002F.104.150

95003M.104.148

95003F.104.148

95004M.104.170

95004F.104.170

95005M.104.200

95005F.104.200

95006M.104.055

95006F.104.055